



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Leonardo DR compact III™

La valise radiographique légère

Des décennies de savoir-faire réunies dans une solution mobile

**Plus de mobilité.
Plus d'efficacité.
Plus de précision**



 **OR Technology**

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Plus de mobilité. Plus d'efficacité. Plus de précision

Compact et toujours prêt

Format léger, encombrement réduit pour un transport facile et une mise en service rapide à l'écurie ou sur le terrain.

ORCA® Cloud

Vos images – à tout moment et en tout lieu

Archivage et accès basés sur le cloud, avec partage d'images et de rapports pour vos collègues ou clients, où que vous soyez.

Conçue pour le terrain

Boîtier en matériaux composites résistant aux projections et amortissant les chocs, garantissant une durabilité maximale dans des environnements de terrain exigeants.

Écran tactile Full HD antireflet pour réduire les reflets et offrir des images nettes même à l'extérieur.

Toujours connecté — même sur le terrain

Connexion de données mobiles fluide pour des téléversements instantanés, des téléconsultations et un flux de travail sans accroc sur le terrain.

Espace de rangement pour accessoires pour une organisation et une propreté optimale.

Forfait de service OR 4Vet Extended Care pour une disponibilité et une connectivité optimales. Comprend tout le matériel, les logiciels, le cloud et la connexion Internet mobile.

Clichés radio-graphiques nets — disponibles immédiatement

La technologie de traitement d'image éprouvée délivre des images diagnostiques nettes, détaillées et immédiatement disponibles.

Ordinateur portable haut de gamme pour un traitement d'image performant.

Affichage d'état de l'ensemble du système en 4 couleurs pour une visualisation immédiate du flux de travail.

SmartPower pour plus d'autonomie

Concept Smart Power intégré, cycles de charge flexibles et recharge USB-C pour une autonomie jusqu'à 10 heures.



Option de recharge supplémentaire via chargeur USB-C pour voiture, pour une recharge pratique dans le véhicule.

Retrait aisé du détecteur de rayons X, boîtier de protection inclus, depuis le compartiment de transport matelassé.




Logiciel professionnel d'acquisition et de diagnostic

Solution logicielle sur mesure pour les vétérinaires équins, « Made in Germany »

Qualité d'image inégalée

Grâce au traitement d'image intelligent et automatique

Flux de travail optimal



Télécommande du système

via votre smartphone, grâce à une application



Visite d'achat numérique par la Société de médecine équine

Documentation complète, de l'examen clinique aux constatations radiographiques, avec guide radiographique intégré.
(En option – uniquement disponible en Allemagne)

Connexion transparente avec tous les systèmes de gestion de patients courants

Utilisation intuitive via écran tactile

garantissant un travail rapide et efficace

Guide de positionnement radiographique intégré

pour chaque examen, incluant des notes détaillées, des photos et des exemples de clichés corrects

Visionneuse intégrée et complète

pour l'évaluation professionnelle des images radiographiques

Outils de mesure vétérinaires spécifiques

et macros disponibles pour des examens récurrents (p. ex. angle ouvert pour la fourbure, visite d'achat, etc.)

Découvrez ici l'ensemble des fonctionnalités du logiciel d'acquisition:



Composants standard de la valise radio

Une Valise radio compacte et légère

- Poids total d'environ 6,76 kg (valise radio complète, ordinateur, alimentation et électronique inclus).
- Dimensions : env. 520 × 400 × 198 mm.
- Sangle de transport incluse.
- Ordinateur portable haut de gamme pour un traitement d'image performant.
- Concept Smart Power – utilisation fiable sur toute une journée.
- Commande sans fil du système de radiographie numérique via l'application « dicomPACS® DX-R remote control » sur smartphone ou tablette : affichage de la liste de travail, aperçu de l'image capturée pour contrôle, etc. — directement depuis l'application, il est possible de répéter un cliché ou d'en planifier un nouveau.



Vidéo de la télécommande sans fil du système via votre application smartphone : www.or-technology.com/DX-R-remote-control-video-vet-en



Détecteurs de rayons X — choisissez votre taille et la qualité


NexOR 2530FAW-flex —

détecteur plan sans fil (1,7 kg) avec un pas de pixel 99 µm, DQE élevé, sans verre incassable TFT, poids réduit, résistance à la chute jusqu'à 1,5 m.



NexOR 3643FAW-flex —

détecteur plan sans fil (2,4 kg) avec un pas de pixel 99 µm, DQE élevé, sans verre incassable TFT, poids réduit, résistance à la chute jusqu'à 1,5 m.



XenOR 33-100W-flex —

détecteur plan sans fil avec substrat flexible — quasi indestructible, poids réduit (2 kg), un pas de pixel 100 µm, bords étroits d'environ 7 mm sur 2 côtés.

XenOR 35-100WF —

détecteur plan sans fil au format cassette, autonomie > 8 heures, détection automatique de l'exposition (AED), poids (3,7 kg), un pas de pixel 100 µm.

Pack logiciel du Leonardo DR compact III

- **dicomPACS® DX-R** — logiciel console professionnel avec interface graphique moderne, incluant le pack logiciel de base et un guide de positionnement radiographique intégré pour chaque examen.
- **ORCA® Cloud*** — archivage et accès basés sur le cloud, partage des comptes rendus et des images avec des collègues ou des clients, à tout moment et où que vous soyez.



Supports pour smartphone

Deux types de supports au choix pour la prise et la visualisation des images :

- Brassard pour le haut du bras
- Support pour générateur de rayons X portable



Forfait de service OR 4Vet Extended Care (Durée minimale du contrat : 3 ans)

Les forfaits de service couvrent l'ensemble du système de radiographie, y compris le détecteur et le générateur de rayons X : **

Core : Forfait de connectivité + service logiciel pour dicomPACS® DX-R (maintenance à distance + accès à la hotline de service OR)

Option : Appareil de remplacement en cas de panne du système, 1 maintenance obligatoire sur site (bring-in)

Pro : Identique au forfait Core, avec en plus 50 Go d'espace de stockage dans le cloud ORCA®

Elite : Identique au forfait Pro, incluant un appareil de remplacement en cas de panne du système et 1 maintenance obligatoire sur site (bring-in).

Composants optionnels pour le système Leonardo DR compact III

Générateurs de rayons X haute fréquence Amadeo P

Générateurs portables haute fréquence pour des images radiographiques de haute qualité. Le faible poids et la prise en main conviviale permettent de multiples applications en cabinets de petits animaux et en cliniques équine.



Plusieurs types de générateurs disponibles sur demande.

Synchronisation sans fil avec tout générateur de rayons X

Boîtier de protection pour détecteurs plans 10" × 13" et 14" × 17" - Avec poignée



Sac de transport pour détecteur 14" × 17"



* Uniquement inclus dans les forfaits de service Pro et Elite

** Valable uniquement si l'ensemble du système est acheté simultanément ; offre limitée à la phase de lancement.



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Solution complète : PACS | Radiographie | Échographie | CT
OR 4Vet. Parce que l'imagerie diagnostique n'a besoin
que d'un seul partenaire.

Headquarters: OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), 18057 Rostock, Germany,
Neptunallee 7c, www.or-technology.com

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk

OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane,
Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie

OR Technology France:

info@or4vet.fr

Contact: +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr



« Sous réserve de modifications techniques. »

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées se fondent sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible de corrections. L'éditeur n'assume aucune responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des

informations. Tous les logos, images et graphiques fournis sont la propriété de leurs titulaires respectifs et sont protégés par le droit d'auteur. Toute utilisation, diffusion, distribution ou reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre consentement écrit. Tous droits réservés.

OR 4Vet Extended Care

Disponibilité et connectivité maximales

Notre programme de service garantit une disponibilité optimale du système, réduit au minimum les temps d'inactivité et vous offre une transparence totale des coûts.

Grâce au stockage des données dans le cloud et à la connexion Internet mobile, vous accédez à tout moment à vos images en toute sécurité, où que vous soyez – pour un flux de travail fluide et sans interruption.



Leonardo DR compact III

- Chaque système de radiographie est livré avec un contrat de service obligatoire.
- Nos trois forfaits de service couvrent l'ensemble du système de radiographie, y compris le détecteur et le générateur de rayons X.*

** Valable uniquement si l'ensemble du système est acheté simultanément ; l'offre est limitée à la phase de lancement.*



	Core Utilisateurs actuels d'ORCA®	Pro Le préféré des clients	Elite Tranquillité d'esprit
Période de garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Forfait de connectivité	3 ans	3 ans	3 ans
ORCA®	-	50 Go	50 Go
Service logiciel	✓	✓	✓
Service à distance / Accès à la hotline de service OR	✓	✓	✓
Appareil de remplacement en cas de panne du système	○	○	✓
Maintenance préventive annuelle*	○	○	✓

* Maintenance obligatoire en atelier

✓ Inclus ○ en option - non disponible

OR Technology France:
www.or4vet.fr, info@or4vet.fr

Headquarters: OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH),
18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.or-technology.com, info@or-technology.com

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom
www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk

 **OR Technology**

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Contact: +335 23 65 1000

www.or4vet.fr