



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Unité de radiographie portable alimentée par batterie **Amadeo P-125/8230S**

Puissante et portable, l'Amadeo P-125/8230S garantit une utilisation conviviale grâce à son faible poids et à son fonctionnement simple via écran tactile. Également équipée d'une interface intégrée permettant l'utilisation de l'unité de radiographie avec un système de détecteur numérique, ce générateur de 5 kW offre un large éventail d'applications en cabinet, en clinique et en environnement ambulatoire.

- Alimentation par batterie, sans raccordement 230 V
 - 200 clichés à pleine puissance ou autonomie en veille de plus de 8 heures
 - Batterie amovible
 - Recharge des batteries possible à l'intérieur et à l'extérieur du générateur
 - Alimentation externe AC/DC
- Écran tactile avec plus de 300 paramètres prédéfinis pour la médecine humaine et vétérinaire
- Commande sans fil du générateur via Wi-Fi en option
- Collimateur rotatif
- Conception compacte et protégée contre les projections d'eau
- Dimensions : 460 x 245 x 188 mm net
- Poids : 13 kg net



OR Technology

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Unité de radiographie portable alimentée par batterie **Amadeo P-125/8230S**

Contenu de la livraison

- Unité de radiographie Amadeo P-125/8230S
- Bloc d'alimentation externe
- Déclencheur manuel à deux positions
- Trépied pour générateur – trépied pliable et léger pour un positionnement flexible en option

Description courte

- Conception protégée contre les projections d'eau à plusieurs niveaux
- Garantit une qualité d'image élevée avec une faible consommation d'énergie et une faible dose de rayonnement
- Utilisation via écran tactile avec plus de 300 paramètres prédéfinis

Caractéristiques techniques


Construction	Unité monobloc avec écran tactile Technologie haute fréquence
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Puissance max. (kW)	5 kW
Tension du tube (kV)	40 à 125 kV, par pas de 1 kV
Courant du tube (mA)	10 à 100 mA
Produit courant-temps (mAs)	0,2 à 200 mAs
Fréquence (kHz)	≥ 50 kHz
Foyer (mm)	0,6 mm / 1,8 mm
Filtration totale	Collimateur 3 mm Al inclus
Collimateur	Réglage continu avec indicateur en croix pour déterminer la position du récepteur d'image, avec fonction de rotation en option
Temps de charge	2,5 h
Autonomie en veille	≥ 8 h
Indice de protection	IP43
Dimensions (L/l/H)	460 mm x 245 mm x 188 mm (net) 650 mm x 362 mm x 412 mm (brut)
Poids (kg)	Environ 13 kg net

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.or4vet.fr

Spécifications sous réserve de modifications sans préavis

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées sont basées sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible d'être corrigée. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. Tous les logos, images et graphiques mis à disposition sont la propriété de leurs sociétés respectives et sont soumis aux droits d'auteur du concédant de licence. L'utilisation, la diffusion, la distribution ou la reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre accord écrit. Tous droits réservés.

Siège social : OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), Neptunallee 7c, 18057 Rostock, Allemagne, www.or-technology.com
OR Technology UK : Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, Royaume-Uni, www.celticsmr.co.uk
OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie



france@or4vet.fr

Contact : +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr