

Kompaktes, mobiles Röntgensystem **Leonardo DR Go**

z. B. für die Tuberkulosebekämpfung

- Einfacher und sicherer Transport des kompletten digitalen Röntgensystems im unzerstörbaren Peli™ Storm Case™ inkl.:

- Generator
- Röntgendetektor
- Laptop inkl. Leonardo-Softwarepaket
- Generatorstativ
- Detektorhalterung
- sämtlichem Zubehör wie Ladegerät und Ladekabel

- Hohe Qualität und Robustheit, sehr widerstandsfähig und geeignet für raue Umgebungsbedingungen

- Röntgenequipment ist stoßsicher in angepassten Einsätzen aus hochwertigem Polyurethanschaum im Koffer untergebracht

- Standard-Verriegelungssystem

- Räder aus Polyurethan, die auch rauen Oberflächen standhalten

- 2-stufig ausziehbarer Griff

- Staubdicht und spritzwassergeschützt (nach IP 67 zertifiziert)

KI-basiertes
Thorax-Screening
für automatische,
Tuberkulose-
erkennung
- optional -

DR Go

Kompaktes, transportfähiges Komplett-Röntgensystem Leonardo DR Go

Parameter

General	
Außenmaße (LxBxH)	63,2 × 60,2 × 33,3 cm
Farbe	schwarz
Gewicht inkl. Zubehör	ca. 28 kg

Optional	
KI-fähiges Notebook mit integriertem Tool für KI-basiertes Thorax-Screening zur automatischen Tuberkuloseerkennung	

Kofferausstattung	
6 Puch-Pull-Verschlüsse, Teleskopgriffe	
2 doppelagige, weich zu fassende Handgriffe	
2 per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser	
stabile Scharniere, O-Ring Dichtung	

Integriertes Zubehör	
Röntngengenerator: Amadeo P-90/20VB - leicht, bis zu 300 Aufnahmen	
Röntgendetektor: XenOR 35-100WF für Einsatz bis zu 8 Stunden	
Akquisitionskonsole: <i>dicomPACS® DX-R Notebook 16"</i>	
Detektorhalterung: VersariX - flexibel und leicht (400 g)	
Generatorstativ: höhenverstellbares Tripod aus Carbon	
Zubehör von Generator und Detektor	



Ausführliche Informationen finden Sie
unter **www.oehm-rehbein.de**

Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Headquarters: OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, info@or-technology.com, www.or-technology.com

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk

OR Technology Ireland: VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irland, www.vetequip.ie, pfxtkavanagh@gmail.com

