



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Unité de radiographie compacte alimentée par batterie **GIERTH** **TR 90/20 Battery**

Une liberté totale pour vos examens radiographiques :

Le GIERTH TR 90/20 Battery garantit une mobilité maximale et constitue le compagnon idéal pour les applications de radiographie en extérieur. Avec une batterie entièrement chargée, il permet de réaliser jusqu'à 300 clichés en toute autonomie, sans raccordement au réseau électrique. Une interface série pour la connexion au système numérique ainsi qu'une utilisation simple sont d'autres avantages de cette unité de radiographie. Le GIERTH TR 90/20 Battery est livré dans une mallette de transport pratique.

- Unité de radiographie HF sur batterie avec modulation de fréquence d'impulsion
- Poids total : 6800 g, batterie incluse
- Batterie entièrement chargée permettant jusqu'à 300 expositions
- Utilisation conviviale grâce à un centre de gravité équilibré
- Construction innovante résistante aux chocs
- Temps de charge env. 240 minutes
- Interface série pour la connexion au système numérique en option
- Viseur lumineux avec échelle pour le réglage du format, niveau à bulle intégré et bien plus encore



OR Technology

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Unité de radiographie compacte alimentée par batterie **GIERTH TR 90/20 Battery**

Contenu de la livraison

- Unité de radiographie TR 90/20, avec 2 batteries incluses
- Mallette de transport en aluminium
- Déclencheur manuel à deux positions

Description courte

- Appareil de radiographie HF sur batterie
- Seulement 6,8 kg
- Jusqu'à 300 clichés par charge
- Centre de gravité optimisé pour une utilisation conviviale
- Temps de charge env. 240 minutes
- Interface série pour la connexion au système numérique en option
- Indicateur de champ lumineux avec échelle pour le réglage du format et niveau à bulle
- Indicateur de champ lumineux activable via le déclencheur manuel
- Indicateur d'état de la batterie
- Signal acoustique et optique lors du déclenchement
- 5 touches de fonction mémoire, double pointeur laser
- Affichage numérique « X-RAY », « READY » et « ERROR »
- Mètre ruban pour la mesure de la distance film-foyer
- Boîtier en aluminium

Caractéristiques techniques

Fréquence de l'inverseur	100 kHz
Puissance absorbée	1,35 kVA
Sortie par pas de 2 kV	40 – 60 kV = 20 mA (max.) 62 – 80 kV = 15 mA (max.) 82 – 90 kV = 10 mA (max.) 82 – 90 kV = 15 mA (max. en mode High Power)
Tube à rayons X	Toshiba D - 0814
Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Poids	6,8 kg, collimateur inclus
Dimensions L x l x H	265 mm x 220 mm x 180 mm
Filtration totale	2,7 mm Al

Batterie de rechange disponible en option

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.or4vet.fr

Spécifications sous réserve de modifications sans préavis

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées sont basées sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible d'être corrigée. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. Tous les logos, images et graphiques mis à disposition sont la propriété de leurs sociétés respectives et sont soumis aux droits d'auteur du concédant de licence. L'utilisation, la diffusion, la distribution ou la reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre accord écrit. Tous droits réservés.

Siège social : OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), Neptunallee 7c, 18057 Rostock, Allemagne, www.or-technology.com
OR Technology UK : Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, Royaume-Uni, www.celticsmr.co.uk
OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie



france@or4vet.fr

Contact : +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr