



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Unité de radiographie compacte et légère **GIERTH TR 80/20**

Le GIERTH TR 80/20 séduit par son faible poids total, son design moderne et sa maniabilité optimale, notamment pour les applications de radiographie en extérieur. Une mallette de transport pratique est incluse. L'appareil est rapidement prêt à l'emploi et, grâce à l'interface série DR, l'unité de radiographie peut être connectée sans difficulté à tout système numérique.

- Unité de radiographie haute fréquence avec système inverseur en pont complet
- Seulement 6 kg, potentiel maximal de 20 mA à 60 kHz
- Interface série pour la connexion à des systèmes de radiographie numérique en option
- Collimateur gradué pour régler la taille de l'indicateur de champ lumineux
- L'indicateur de champ lumineux peut être activé via le déclencheur manuel
- Signal de minuterie acoustique et optique
- 5 touches mémoire
- Double pointeur laser



OR Technology

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Unité de radiographie compacte et légère Gierth TR 80/20

Contenu de la livraison

- Unité de radiographie TR 80/20
- Mallette de transport en aluminium
- Déclencheur manuel à deux positions

Description courte

- Unité de radiographie haute fréquence avec système inverseur en pont complet
- Seulement 6 kg, avec un courant maximal de 20 mA à 60 kHz
- Interface série pour la connexion à des systèmes de radiographie numérique en option
- Collimateur gradué pour le réglage de la taille de l'indicateur de champ lumineux
- Indicateur de champ lumineux activable via le déclencheur manuel
- Signal de minuterie acoustique et optique
- 5 touches mémoire
- Double pointeur laser
- Affichage numérique « X-RAY », « READY » et « ERROR »
- Mètre ruban pour la distance film-foyer
- Boîtier en aluminium

Caractéristiques techniques

Fréquence de l'inverseur	60 kHz
Puissance absorbée	1,6 kVA
Sortie par pas de 2 kV	50 à 80 kV = 20 mA max.
Tube à rayons X	Toshiba D – 0813
Interface série	pour la connexion à tout système numérique
Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Poids	6 kg, collimateur inclus
Dimensions L x l x H	295 mm x 188 mm x 170 mm
Filtration totale	3,0 mm Al

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.or4vet.fr

Spécifications sous réserve de modifications sans préavis

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées sont basées sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible d'être corrigée. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. Tous les logos, images et graphiques mis à disposition sont la propriété de leurs sociétés respectives et sont soumis aux droits d'auteur du concédant de licence. L'utilisation, la diffusion, la distribution ou la reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre accord écrit. Tous droits réservés.

Siège social : OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), Neptunallee 7c, 18057 Rostock, Allemagne, www.or-technology.com
OR Technology UK : Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, Royaume-Uni, www.celticsmr.co.uk
OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie



france@or4vet.fr

Contact : +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr